


Odkapávací tácek pro 500 ml dávkovač

Odkapávací tácek pro 500 ml dávkovač, MQDTH05

Na čistých toaletách se nechcete setkat s viditelnými zbytky mýdla. Dá se tomu zabránit pomocí odkapávacího táčku MediQo-line. Umístěním odkapávacího táčku pod otvor dávkovače zajistíte zachycení kapek mýdla. Tácek se zavěsí na dávkovač a tím zajištěno správné umístění táčku. S odkapávacím táčkem pro 500 ml dávkovač budou zbytky mýdla minulostí. Poptejte ho.

> [Bekijk het product online](#)



Technické informace

Odkapávací tácek k zavěšení přes dávkovač. Plastový tácek se dá vyjmout.

Specificaties

Číslo výrobku	8100
Materiál	Nerezový držák, plastový odkapávací tácek
v. x š. x h.	300 mm x x 220 mm
Hmotnost	0,5 kg
Záruka	2 roky
Použití	Pro 500ml MQ dávkovače