

Auffangschale 500 ml, SH E 26 - ingo-man Version


Auffangschale 500 ml, SH E 26 - ingo-man Version

In einem sauberen und aufgeräumten Sanitärraum, möchten Sie keine Seifenreste vorfinden. Sie können diese auch vermeiden, indem Sie die Auffangschale der Serie MediQo benutzen. Durch Montage der Auffangschale unter der Öffnung des Seifenspenders werden Seifenreste einfach aufgefangen. Sie können die Auffangschale montieren, indem Sie den Edelstahlhalter über den Seifenspender schieben. Die Schale wird dadurch direkt unter die Öffnung des Spenders fallen. Mit der Auffangschale für den 500-ml-Spender gehören unerwünschte Seifenreste der Vergangenheit an. Fordern Sie jetzt ein Angebot an!

> [Bekijk het product online](#)



SH E 26 - SH T 26



Technische Daten

Schalenhalter mit herausnehmbarer Kunststoffschale, weiß, zum Hängen über das Spendergehäuse, für ingo-man® 500 ml Spender

Specificaties

Artikelnummer	2600411
Material	Kunststoff
H x B x T	357 mm x 95 mm x 265 mm
Gewicht	0,5 KG
Garantie	2 Jahre nach Einkaufsdatum
Anwendung	500 ml MQ Spender