


Auffangschale 1000 ml, SH T 26 - ingo-man Version


Auffangschale 1000 ml, SH T 26 - ingo-man Version

In einer sauberen und hygienischen Umgebung fallen Seifenreste sofort auf. Für Ihre Besucher kann das eine unangenehme Entdeckung sein. Mit der Auffangschale der Serie MediQo vermeiden Sie dies. Die Größe dieser Auffangschale ist an den 1000-ml-Seifenspender angepasst. Sie befestigen die Auffangschale, indem Sie den Edelstahlhalter über den Seifenspender schieben. Dadurch kommt die Schale genau unter die Öffnung des Seifenspenders. Die Auffangschale kann einfach aus dem Halter genommen und problemlos gereinigt werden. Möchten Sie Seifenreste auf Ihrer Arbeitsplatte oder im Abwaschbecken vermeiden? Fordern Sie dann ein Angebot an!

> [Bekijk het product online](#)



SH E 26 - SH T 26



Technische Daten

Schalenhalter mit herausnehmbarer Kunststoffschale, weiß, zum Hängen über das Spendergehäuse, für ingo-man® 1.000 ml Spender

Specificaties

Artikelnummer	2600311
Material	Kunststoff
H x B x T	408 mm x 107 mm x 265 mm
Gewicht	0,52 KG
Garantie	2 Jahre nach Einkaufsdatum
Anwendung	1000 ml MQ Spender

