


Tropfschale 500 ml

Tropfschale 500 ml zum Hängen über das Spendergehäuse, MQDTH05

In einem sauberen und aufgeräumten Sanitärraum, möchten Sie keine Seifenreste vorfinden. Sie können diese auch vermeiden, indem Sie die Auffangschale der Serie MediQo benutzen. Durch Montage der Auffangschale unter der Öffnung des Seifenspenders werden Seifenreste einfach aufgefangen. Sie können die Auffangschale montieren, indem Sie den Edelstahlhalter über den Seifenspender schieben. Die Schale wird dadurch direkt unter die Öffnung des Spenders fallen. Mit der Auffangschale für den 500-ml-Spender gehören unerwünschte Seifenreste der Vergangenheit an. Fordern Sie jetzt ein Angebot an!

> [Bekijk het product online](#)



Technische Daten

Schaltenhalter zum einfachen Hängen über 500-ml MediQo-line Spender. Mit herausziehbarer Schale aus Kunststoff.

Specificaties

Artikelnummer	8100
Material	Halter aus Edelstahl, Abtropfschale Kunststoff
H x B x T	303 mm x 153 mm x 224 mm
Gewicht	0,5 KG
Garantie	2 Jahre nach Einkaufsdatum
Anwendung	500 ml MQ Spender