

Opvangschaal 500 ml, SH E 26 - ingo-man-versie


Opvangschaal 500 ml, SH E 26 - ingo-man-versie

In een schone en opgeruimde sanitaire ruimte, wilt u niet geconfronteerd worden met zeepresten. U kunt dit dan ook voorkomen door het gebruik van de MediQo-line opvangschaal. Door de opvangschaal onder de opening van de zeepdispenser te plaatsen, worden zeepresten eenvoudig opgevangen. U kunt de opvangschaal op zijn plaats brengen, door de rvs houder om de zeepdispenser heen te schuiven. De schaal zal hierdoor direct onder de opening van de dispenser vallen. Met de opvangschaal voor de 500ml-dispenser zijn ongewenste zeepresten verleden tijd. Vraag nu de offerte aan.

> [Bekijk het product online](#)



SH E 26 - SH T 26



Technische omschrijving

Opvangschaal. Wordt over de dispenser heen gehangen. Met uitneembare opvangschaal.

Specificaties

Artikelnummer	2600411
Materiaal	Kunststof
H x B x D	357 mm x 150 mm x 265 mm
Gewicht	0,5 kg
Garantie	2 jaar na aankoopdatum
Toepassing	500 ml MQ dispensers

